


# Programmierbare Steuereinheit

Original  
Qualität  
Option

Einfachere und schnellere Belastungstests durch  
Vorausprogrammierung von Protokollen

Einfachere und schnellere Belastungstests durch  
Vorausprogrammierung von Protokollen

Die programmierbare Steuereinheit verfügt über ein zusätzliches Display. Es ist möglich, bis zu 24 benutzerdefinierte Protokolle zu programmieren.



## Bequemes Bett für den Patienten

- weiches Bett
- einfacher Einstieg
- Liegerolle enthalten
- Kopfstützen
- Handgriffe

**7  
watt**

### Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen Anfangsbelastung von 7 Watt und der Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt ist das Ergometer hervorragend für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Die standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere Ergometerparameter, zudem können Sie Ihre Standardeinstellungen und Ihr Anfangsmenü selbst festlegen.