

Farbschirm 3.5" 2. Anzeige

Multifunktional

Original
Qualität
Option



Multifunktional

Das Farbschirm can gebraucht werden mit ein Ergometer oder ein Laufband Die Auslesung ist verfügbar in über 15 Sprachen. Verschiedene Parameter können ausgelesen werden. Beim Laufband: - Aktuelle Neigung; - Aktuelle Geschwindigkeit; - Testzeit - Herzfrequenz (nur in Kombination mit der HR Option); Beim Ergometer: - Aktuelle Belastung; - Aktuelle RPM; - Testzeit - Herzfrequenz (nur in Kombination mit der HR Option); Das Farbschirm als 2. Anzeige kann nur in Kombination mit einer 7" (programmierbaren) Steuereinheit. Als einzige Anzeige sollten Sie Artikelnummer 945810 zu bestellen.

Multifunktional

Das Laufband kann in verschiedenen Ergonomiebereichen eingesetzt, wie Kardiologie, Lungenfunktion, Rehabilitation, Sportmedizin und Physiotherapie. Es kann als eigenständige Einheit betrieben oder von anderen Geräten gesteuert werden.

Einfach zu bedienen

Für Lode-Produkte bedeutet dies:

- einfach zu verbinden
- leicht zu bewegen
- einfache Benutzeroberfläche

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.



Vielseitige Schnittstellen

Verschiedene Schnittstellenprotokolle sorgen für optimale Kommunikation mit allen üblichen Belastungs-EKG- und Spirometrie-Geräten



Robustes Design

Das Produkt ist so konzipiert, dass es dauerhaft starker Beanspruchung durch Personen in den meisten Gewichten und Größen standhält.



Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt



Farbschirm 3.5" 2. Anzeige

Multifunktional

Original
Qualität
Option

Spezifikationen

Benutzeroberfläche

Englische Benutzerschnittstelle	✓	
Chinesische Benutzeroberfläche	✓	
Kroatische Benutzeroberfläche	✓	
Tschechische Benutzerschnittstelle	✓	
Dänische Benutzerschnittstelle	✓	
Holländische Benutzerschnittstelle	✓	
Finnische Benutzerschnittstelle	✓	
Französische Benutzerschnittstelle	✓	
Deutsche Benutzerschnittstelle	✓	
Griechische Benutzeroberfläche	✓	
Ungarische Benutzeroberfläche	✓	
Italienische Benutzerschnittstelle	✓	
Japanische Benutzerschnittstelle	✓	
Koreanische Benutzerschnittstelle	✓	
Lettische Benutzeroberfläche	✓	
Litauische Benutzeroberfläche	✓	
Norwegische Benutzerschnittstelle	✓	
Polnische Benutzerschnittstelle	✓	
Portugiesische Benutzerschnittstelle	✓	
Rumänische Benutzeroberfläche	✓	
Russische Benutzerschnittstelle	✓	
Spanische Benutzerschnittstelle	✓	
Schwedische Benutzeroberfläche	✓	
Türkische Benutzerschnittstelle	✓	
Ukrainische Benutzerschnittstelle	✓	
Auslesung Neigung	✓	
Auslesung Abstand	✓	
Auslesung Geschwindigkeit	✓	
Auslesung Herzfrequenz	✓	
Auslesung Zeit	✓	
Auslesung Modus	✓	
Bildschirmgröße (Diagonale)	8.9 cm	3.5 inch

Bestellinfo

Teilenummer: 945819

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl