

# Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp

Ein Plus an Sicherheit



## Highlights

### Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

### Sicherheit für alle Benutzer

Das Zubehör ermöglicht Anwendung bei Patienten mit grösseren Umfangmassen

### Kupplung mit Notaus

Wenn der Proband fällt, wird das Laufband stoppen

### Mobil

Das System kann einfach im Raum umgezogen werden

### Komfortable Laufgurt

Der Laufgurt ist sehr komfortable und wird den Laufbewegung nicht behindern



# Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp



## Ein Plus an Sicherheit

Geschirr, das an einem mobilen Sicherheitsgerät befestigt werden kann, damit der Proband nicht vom Band fällt. Diese Konstruktion kann auf Rädern über dem Laufband gebracht werden, wenn nötig. Die Vorderräder der Konstruktion können blockiert werden.

Die Höhe des Produkts ist für normale Räume (bis 2,5 m) geeignet. Bei höheren Räumen können Sie Teile für die Höhenanpassung bestellen, um größeren Patienten die Nutzung zu ermöglichen. Dies wird die Höhe mit 18 cm erhöhen. Teilenummer dieser Option ist 932824.

## Eigenschaften



### Originalzubehör

Zubehör nach den Lode-Qualitätsstandards entworfen und gefertigt



### Bequemes Geschirr

Das komfortable Gurtzeug ist speziell für Lode hergestellt, um dem Patienten einen bequemen Einstieg zu ermöglichen. Der Patient wird nicht durch das Kompensationsgewicht belastet, sodass der bequemste Rehabilitationsweg möglich wird. Das Geschirr ist in verschiedenen Größen erhältlich: klein, Standard und extra groß.










# Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp



Ein Plus an Sicherheit

Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp kann unter anderem mit folgenden Optionen erweitert werden:

<p><b>Gurt-Fallstopp klein</b></p> <p>Geeignet für kleinere Personen</p>  <p>Teilenummer: 458102</p>	<p><b>Gurt-Fallstopp XL</b></p> <p>Geeignet für größere Personen</p>  <p>Teilenummer: 458105</p>	<p><b>Gurt-Fallstopp XS</b></p> <p>Geeignet für kleinere Personen</p>  <p>Teilenummer: 458101</p>	<p><b>Gurt-Fallstopp groß</b></p> <p>Geeignet für größere Personen</p>  <p>Teilenummer: 458104</p>	<p><b>Gurt-Fallstopp medium</b></p> <p>Standardmäßig mit Fallstopp geliefert</p>  <p>Teilenummer: 458103</p>
<p><b>Höhenverstellung BWSS 18 cm für BWSS / Mobile Fallstop</b> Flexibilität für große Patienten</p>  <p>Teilenummer: 932824</p>	<p><b>Höhenverstellung BWSS 36 cm für BWSS / Mobile Fallstop</b> Flexibilität für große Patienten</p>  <p>Teilenummer: 932833</p>			

# Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp



Ein Plus an Sicherheit

## Spezifikationen

### Komfort

Erlaubtes Probandengewicht 160 kg 352.7 lbs

### Benutzeroberfläche

Englische Benutzerschnittstelle	✓
Chinesische Benutzeroberfläche	✓
Kroatische Benutzeroberfläche	✓
Tschechische Benutzerschnittstelle	✓
Dänische Benutzerschnittstelle	✓
Holländische Benutzerschnittstelle	✓
Finnische Benutzerschnittstelle	✓
Französische Benutzerschnittstelle	✓
Deutsche Benutzerschnittstelle	✓
Griechische Benutzeroberfläche	✓
Ungarische Benutzeroberfläche	✓
Italienische Benutzerschnittstelle	✓
Japanische Benutzerschnittstelle	✓
Koreanische Benutzerschnittstelle	✓
Lettische Benutzeroberfläche	✓
Litauische Benutzeroberfläche	✓
Norwegische Benutzerschnittstelle	✓
Polnische Benutzerschnittstelle	✓
Portugiesische Benutzerschnittstelle	✓
Rumänische Benutzeroberfläche	✓
Russische Benutzerschnittstelle	✓
Spanische Benutzerschnittstelle	✓
Schwedische Benutzeroberfläche	✓
Türkische Benutzerschnittstelle	✓
Ukrainische Benutzerschnittstelle	✓

### Maße

Produktlänge (cm)	160 cm	63 inch
Produktbreite (cm)	150 cm	59.1 inch
Produktgröße	250 cm	98.4 inch
Produktgewicht	76 kg	167.6 lbs
Innenweite	125 cm	49.2 inch

### Bestellinfo

Teilenummer: 932845

*\*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*



**FOR LIFE** | UNDERSTANDING  
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.  
Zernikepark 16  
9747 AN Groningen  
The Netherlands  
Tel: +31 50 5712811  
Fax: +31 50 5716746  
E-mail: ask@lode.nl  
Internet: www.lode.nl