



Cardio HUR SmartTouch Laufband by Lode

Modernes Laufband, das speziell für die Rehabilitation entwickelt wurde. Durch die geringe Aufstieghöhe ist das Laufband für alle Probanden im Rehabilitationsbereich bestens geeignet. Der Notstopp mit Magnetseil am serienmäßigen vorderen Handlauf bietet dem Benutzer zusätzliche Sicherheit. Das Laufband bietet eine sanfte Beschleunigung von 0 km / h und ist stufenlos in einem Bereich von 0,1 - 20 km / h einstellbar.

Dank des einzigartig niedrigen Designs der Abdeckplatte ist es möglich, einen Spiegel oder eine Kamera vor dem Laufband zu platzieren, wodurch die Gangüberwachung des Probanden erleichtert wird. Das Laufband hat eine Standardlauffläche von 50 x 150 cm, eine Höhe von 0-25% und eine Herzfrequenz. Es ist mit einer programmierbaren 7" Steuereinheit mit Touchscreen, einem Flaschenhalter und festen Handläufen ausgestattet.






Ein USB-A-B-Kabel, das nur zu Servicezwecken verwendet wird, wird standardmäßig mit dem Produkt geliefert. Für die Verbindung zum HUR Smart Touch Server benötigen Sie nur ein UTP-Netzwerkkabel

Das Laufband wird standardmäßig mit verlängerten Handläufen ausgeführt.





Lode Produktpalette besteht aus den folgenden Produkten:

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>Cardio HUR SmartTouch Laufband by Lode Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation</p>  <p>Zuverlässiges Laufband mit modernem Design</p> | <p>Cardio HUR SmartTouch Ergometer by Lode Optimale Verstellbarkeit und Ergonomie</p>  <p>Komfortables und zuverlässiges Ergometer</p> | <p>Cardio HUR SmartTouch Recumbent Ergometer by Lode Einfache Positionierung und Zugang für alle Probanden</p>  <p>Ergometer für ältere und übergewichtige Probanden</p> | <p>Cardio HUR SmartTouch Arm Ergometer by Lode Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen</p>  <p>Angio mit automatischem Ständer</p> | <p>CARDIO with HUR SmartTouch Arm Ergometer elektrisch Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen</p>  <p>Arm ergometer mit verstellbaren Wandbefestigung</p> |
|--|--|--|---|--|

Über Lode

Seit der Entwicklung des ersten elektromagnetischen Fahrradergometers durch Freerk Lode im Jahr 1952 sind Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit zu Grundlagen für unsere weiteren Entwicklungen geworden. Seit wir vor Jahren im Markt der Kardiologie und Lungenfunktion begonnen haben, hat sich Lode BV zu einem Spezialisten für das gesamte Spektrum der medizinischen Ergometrie entwickelt. Lode ist weltweit als Hersteller von qualitativ hochwertigen Ergometern bekannt, und die Marke Lode steht für Präzision, Strapazierfähigkeit und ergonomisches Design. Die Produktpalette von Lode reicht von Fahrradergometern und Laufbändern bis hin zu Sitz-, Arm- und Liegeergometern sowie Ergometrie-Software. Langjährige Erfahrung in der Herstellung von medizinischen Geräten und ständige Weiterentwicklung, um den wechselnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, machen Lode zu einem flexiblen und zuverlässigen Partner. Gemeinsam können wir Ihre spezifischen Ideen und Wünsche in maßgeschneiderte Produkte umwandeln. Vor dem Verlassen der Fabrik werden alle Lode-Ergometer dynamisch kalibriert, und natürlich werden alle Einheiten unter strengsten Qualitätskontrollen und Bedingungen hergestellt. Lode verfügt über Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 und erfüllt die EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Viele Lode Produkte sind FDA registriert. Betrachtet man die Nutzungsdauer sind die Servicekosten als sehr niedrig einzukalkulieren.



ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl