

Herz und Lunge



Genauere Stresstests

Ergometer und Laufbänder für Messungen der Herz- und Lungenfunktion



Herz- und Lungenfunktion Belastungstests sind eine nicht invasive und objektive Methode zur Auswertung der Herz- und Lungenfunktionen. Zu diesem Zweck bietet Lode ein vollständiges Spektrum an zuverlässigen und akkuraten Ergometer Geräten. Alle Produkte innerhalb unserer CPEX Reichweite sind einfach mit allen Herz- und Lungen Stress Test Geräten zu kombinieren, die Einstellungen sind für den Test Operator einfach zu bearbeiten. Die Testpersonen können den Einspannungstest in einer bequemen Position ausüben. Lode CPEX Ergometer bieten eine ausgezeichnete Basis für einen sicheren und zuverlässigen Stress Test.

Corival cpet

Das Corival ist einer der beliebtesten Ergometer weltweit. Die niedrige Einstiegsbelastung von 7 Watt ist erstklassig. Das Ergometer ist standardmäßig mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet und kann deshalb leicht von allen handelsüblichen EKG- und Ergospirometrie geräten angesteuert werden. Watt, Drehzahl und Zeit werden über das 3,5" Display angezeigt. Das Ergometer verfügt über eine elektromagnetische Wirbelstrombremse. Der größte Vorteil dieses Systems ist die Präzision - einer der wichtigsten Prinzipien von Lode. Mit diesem Ergometer sind die durchgeführten Belastungsuntersuchungen zuverlässig und reproduzierbar.

Die Belastung ist in einem Bereich von 7 bis 1000 Watt einstellbar. Der extrem niedrige Durchstieg ermöglicht ein einfaches Aufsteigen und das neue Design garantiert eine perfekte ergonomische Haltung. Darüber hinaus ist der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert.












Herz und Lunge

Genauere Stresstests



Lode Herz und Lunge Produktpalette besteht aus den folgenden Produkten:

<p>Corival cpet</p> <p>Kann von allen handelsüblichen EKG- und Spirometrie geräten</p>  <p>Komfortables und zuverlässiges Ergometer</p>	<p>Corival Recumbent cpet</p> <p>Einfache Positionierung und Zugang für alle Probanden</p>  <p>Ergometer für ältere und übergewichtige Probanden</p>	<p>Valiant 2 cpet</p> <p>Robustes und zuverlässiges Laufband das mithilfe von externen Geräten ...</p>  <p>Zuverlässiges Laufband mit modernem Design</p>	<p>Valiant 2 cpet XL</p> <p>Robustes und zuverlässiges Laufband das mithilfe von externen Geräten ...</p>  <p>Zuverlässiges Laufband mit modernem Design</p>	<p>Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp</p> <p>Ein Plus an Sicherheit</p>  <p>Mobiler Sicherheitsgurt und Fallstopp</p>
<p>Angio cpet - Einzelset</p> <p>Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen</p>  <p>Mehrzweck-Ergometer von 7 bis 1000 Watt</p>	<p>Angio cpet - mit statischer Wandbefestigung</p> <p>Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen</p>  <p>Angio mit statischer Wandbefestigung</p>	<p>Angio cpet - mit elektrisch verstellbarer Wandbefestigung</p> <p>Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen</p>  <p>Angio mit elektrisch verstellbarer Wandbefestigung</p>	<p>Angio cpet - mit automatischem Ständer</p> <p>Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen</p>  <p>Angio mit automatischem Ständer</p>	

Über Lode

Seit der Entwicklung des ersten elektromagnetischen Fahrradergometers durch Freerk Lode im Jahr 1952 sind Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit zu Grundlagen für unsere weiteren Entwicklungen geworden. Seit wir vor Jahren im Markt der Kardiologie und Lungenfunktion begonnen haben, hat sich Lode BV zu einem Spezialisten für das gesamte Spektrum der medizinischen Ergometrie entwickelt. Lode ist weltweit als Hersteller von qualitativ hochwertigen Ergometern bekannt, und die Marke Lode steht für Präzision, Strapazierfähigkeit und ergonomisches Design. Die Produktpalette von Lode reicht von Fahrradergometern und Laufbändern bis hin zu Sitz-, Arm- und Liegeergometern sowie Ergometrie-Software. Langjährige Erfahrung in der Herstellung von medizinischen Geräten und ständige Weiterentwicklung, um den wechselnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, machen Lode zu einem flexiblen und zuverlässigen Partner. Gemeinsam können wir Ihre spezifischen Ideen und Wünsche in maßgeschneiderte Produkte umwandeln. Vor dem Verlassen der Fabrik werden alle Lode-Ergometer dynamisch kalibriert, und natürlich werden alle Einheiten unter strengsten Qualitätskontrollen und Bedingungen hergestellt. Lode verfügt über Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 und erfüllt die EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Viele Lode Produkte sind FDA registriert. Betrachtet man die Nutzungsdauer sind die Servicekosten als sehr niedrig einzukalkulieren.



