

Silla eléctrica ajustable para ergometría del brazo

Original
Quality
Option

Posición de asiento cómoda frente al ergómetro



Posición de asiento cómoda frente al ergómetro

Silla reclinable ajustable para su colocación frente al ergómetro de brazo. El apoyo trasero de la silla es ajustable en un rango de 85° - 145°. La posición horizontal de la silla se puede ajustar de forma totalmente automática.

Nota: si se va a usar la silla junto con una fijación a la pared ajustable (#917903 / #925830) sin soporte, recomendamos pedir también el set de fijación al suelo (#917815).



Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Silla eléctrica ajustable para ergometría del brazo

Original
Quality
Option

Posición de asiento cómoda frente al ergómetro

Especificaciones

Confort		
Rango de ajuste del asiento	600 mm	23.6 inch
Dimensiones		
Longitud del equipo (cm)	123 cm	48.4 inch
Anchura del equipo (cm)	79 cm	31.1 inch
Altura del equipo	122 cm	48 inch
Alimentación		
115 V CA 50/60 Hz (130 VA)	✓	
230 V CA 50/60 Hz	✓	
Normativa y seguridad		
Cumple la norma ISO 13485:2016	✓	
Cumple la norma ISO 9001:2015	✓	

Información del pedido

Número de parte: 917813

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*