

Módulo de presión sanguínea

Medición precisa sin disparador

Original
Quality
Option



Medición precisa sin disparador

Un módulo de presión sanguínea auscultatorio con DKA (análisis del sonido k tridimensional) para su uso durante las pruebas de esfuerzo de ergometría. Con esta opción, se suministra una abrazadera completa. El micrófono es de dos caras. N.B: No se recomienda medir la presión sanguínea durante la ergometría del brazo

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Módulo de presión sanguínea

Medición precisa sin disparador

Original
Quality
Option

Especificaciones

Precisión

| | |
|----------------------------|----------|
| Medición sistólica mínima | 50 mmHg |
| Medición sistólica máxima | 250 mmHg |
| Medición diastólica mínima | 20 mmHg |
| Medición diastólica máxima | 150 mmHg |

Información del pedido

Número de parte: 928818 -
not
available

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*