


Módulo de presión sanguínea

Medición precisa sin disparador

Original
Quality
Option



Medición precisa sin disparador

Un módulo de presión sanguínea auscultatorio con DKA (análisis del sonido k tridimensional) para su uso durante las pruebas de esfuerzo de ergometría. Con esta opción, se suministra una abrazadera pediátrica completa. El micrófono es de dos caras.

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Módulo de presión sanguínea

Medición precisa sin disparador

Original
Quality
Option

Especificaciones

Precisión

Medición sistólica mínima	50 mmHg
Medición sistólica máxima	250 mmHg
Medición diastólica mínima	20 mmHg
Medición diastólica máxima	150 mmHg

Información del pedido

Número de parte: 928820 -
not
available

**Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*