

Pantalla en color de 3,5" - 2ª pantalla

Original
Quality
Option

Multifuncionalidad



Multifuncionalidad

La pantalla se puede usar sobre una cinta o ergómetro para mostrar los datos relevantes. La lectura se puede realizar en 15 idiomas. Para una cinta: velocidad real, elevación real, tiempo de la prueba y frecuencia cardíaca (si procede) Para un ergómetro: RPM real, potencia real, tiempo y frecuencia cardíaca (si procede) La pantalla en color como segunda pantalla solo se puede pedir junto con una unidad de control (programable) de 7 pulgadas. Como pantalla única, elija el número de referencia 945810.

Multifuncional

La cinta se puede usar en distintos ámbitos de la ergometría, como la cardiología, la función pulmonar, la rehabilitación, la medicina deportiva y la fisioterapia, como unidad independiente o controlada por otro dispositivo.

Fácil de manejar

Para los productos de Lode, esto significa: - fácil de conectar - fácil de desplazar - interfaz de usuario sencilla

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.



Interfaz versátil

Los distintos protocolos de interfaz garantizan una comunicación perfecta con todos los equipos conocidos de ECG y espirometría.



Diseño robusto

El producto se ha diseñado para soportar un uso continuado por parte de sujetos de todos los pesos y estaturas.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Pantalla en color de 3,5" - 2ª pantalla

Original
Quality
Option

Multifuncionalidad

Especificaciones

Interfaz de usuario

Interfaz de usuario en inglés	✓	
Interfaz de usuario china	✓	
Interfaz de usuario croata	✓	
Interfaz de usuario en checo	✓	
Interfaz de usuario en danés	✓	
Interfaz de usuario en holandés	✓	
Interfaz de usuario en finés	✓	
Interfaz de usuario en francés	✓	
Interfaz de usuario en alemán	✓	
Interfaz de usuario griega	✓	
Interfaz de usuario húngara	✓	
Interfaz de usuario en italiano	✓	
Interfaz de usuario en japonés	✓	
Interfaz de usuario en coreano	✓	
Interfaz de usuario de Letonia	✓	
Interfaz de usuario lituana	✓	
Interfaz de usuario en noruego	✓	
Interfaz de usuario en polaco	✓	
Interfaz de usuario en portugués	✓	
Interfaz de usuario rumana	✓	
Interfaz de usuario en ruso	✓	
Interfaz de usuario en español	✓	
Interfaz de usuario sueca	✓	
Interfaz de usuario en turco	✓	
Interfaz de usuario en ucraniano	✓	
Lectura del ángulo	✓	
Lectura de la distancia	✓	
Lectura de la velocidad	✓	
Lectura de la frecuencia cardíaca	✓	
Lectura del tiempo	✓	
Lectura del modo	✓	
Tamaño de la pantalla (diagonal)	8.9 cm	3.5 inch

Información del pedido

Número de parte: 945819

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.