

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra



Reflejos

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

Seguridad para todos los usuarios

El accesorio permite que se use el cordón de seguridad en sujetos / pacientes con un mayor diámetro de cintura

Conexión con parada de emergencia

Cuando el sujeto de prueba se cae, la cinta se detiene

Móvil

El sistema se puede mover con facilidad

Arnés cómodo

El arnés es muy cómodo y no dificulta el movimiento de carrera natural



Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra

Arnés que puede adjuntarse al dispositivo de seguridad móvil que evita que el sujeto de prueba se caiga en el tapiz. Esta estructura sobre ruedas se puede colocar sobre la cinta cuando sea necesario. Las ruedas delanteras de la estructura se pueden bloquear.

La altura del producto es adecuada para habitaciones normales (desde 2,5 m). Para habitaciones más altas, puede plantearse pedir piezas de ajuste de la altura para permitir que la usen pacientes más altos. La altura aumentaría en 18 cm. El número de referencia de esta opción es el 932824.

Características



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



Arnés cómodo

El arnés se ha fabricado en particular para Lode para garantizar una adaptación cómoda al paciente. No se sobrecargará al paciente con el peso de compensación, lo que permite la forma de rehabilitación más cómoda. El arnés está disponible en varios tamaños: pequeño, normal y extragrande.



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída can a.o be extended with the following options:

Arnés pequeño para parada por caída

Válido para personas de baja estatura



Número de parte:

Arnés XL para parada por caída

Válido para personas altas



Número de parte:

Arnés XS para parada por caída

Válido para niños



Número de parte:

Arnés grande para parada por caída

Válido para personas altas



Número de parte:

Arnés mediano para parada por caída

Se suministra con parada por caída



Número de parte:

Ajuste de la altura 18 cm para BWSS / Parada por caída móvil
Flexibilidad para todos los pacientes



Número de parte:

Ajuste de la altura 36 cm para BWSS / Parada por caída móvil
Flexibilidad para todos los pacientes



Número de parte:

Cinturón de seguridad móvil y parada por caída



Seguridad extra

Especificaciones

Confort

Peso permitido del usuario 160 kg 352.7 lbs

Interfaz de usuario

Interfaz de usuario en inglés	✓
Interfaz de usuario china	✓
Interfaz de usuario croata	✓
Interfaz de usuario en checo	✓
Interfaz de usuario en danés	✓
Interfaz de usuario en holandés	✓
Interfaz de usuario en finés	✓
Interfaz de usuario en francés	✓
Interfaz de usuario en alemán	✓
Interfaz de usuario griega	✓
Interfaz de usuario húngara	✓
Interfaz de usuario en italiano	✓
Interfaz de usuario en japonés	✓
Interfaz de usuario en coreano	✓
Interfaz de usuario de Letonia	✓
Interfaz de usuario lituana	✓
Interfaz de usuario en noruego	✓
Interfaz de usuario en polaco	✓
Interfaz de usuario en portugués	✓
Interfaz de usuario rumana	✓
Interfaz de usuario en ruso	✓
Interfaz de usuario en español	✓
Interfaz de usuario sueca	✓
Interfaz de usuario en turco	✓
Interfaz de usuario en ucraniano	✓

Dimensiones

Longitud del equipo (cm)	160 cm	63 inch
Anchura del equipo (cm)	150 cm	59.1 inch
Altura del equipo	250 cm	98.4 inch
Peso del equipo	76 kg	167.6 lbs
Anchura interna	125 cm	49.2 inch

Información del pedido

Número de parte: 932845

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl