

# HUR por Lode



## Rehabilitación inteligente y basada en las pruebas



CARDIO con ergó

Entrene y haga seguimiento a las personas que cuida. ¡sus clientes! HUR SmartTouch es la combinación perfecta de equipos de entrenamiento y software operativo y se ha desarrollado en particular para ejercicios de adultos, rehabilitación y mercados inclusivos del bienestar. Lode ha desarrollado una gama especial de productos de ergometría que es compatible perfectamente con el sistema HUR SmartTouch. Con esta combinación de productos de calidad, mejorará la experiencia del entrenamiento, puede trabajar donde necesite y cuando lo desee, podrá manejar más recursos eficientes, ahorrará personal y simplificará el trabajo de los instructores.

### CARDIO con cinta HUR SmartTouch

Cinta moderna diseñada específicamente para rehabilitación. La altura baja de su escalón hace que la cinta se ajuste a la perfección a todos los sujetos de prueba en el campo de la rehabilitación. La parada de emergencia con cordón magnético en el pasamanos frontal ofrece más seguridad al usuario. La cinta permite una aceleración suave desde los 0 km/h y se puede ajustar de forma continua entre los 0,1 y los 20 km/h.

Gracias al diseño bajo exclusivo de la cubierta, es posible colocar un espejo o cámara frente a la cinta, lo que facilita controlar la marcha del sujeto de prueba. La cinta cuenta con una superficie de carrera convencional de 50 x 150 cm,

Elevación de 0-25 % y frecuencia cardíaca. Está equipada con unidad de control de 7" con pantalla táctil programable, sostenedor de botella y pasamanos fijos.

Con el producto, se entrega un cable USB A-B solo para fines de mantenimiento.



Para conectar el servidor HUR Smart Touch solo necesita un cable de conexión UTP



# HUR por Lode

Rehabilitación inteligente y basada en las pruebas



Lode HUR por Lode product range consists of the following products:

<p><b>CARDIO con cinta HUR SmartTouch</b></p> <p>Cinta robusta y fiable para rehabilitación en el ecosistema SmartTouch</p>  <p>Cinta fiable con diseño moderno</p>	<p><b>CARDIO con ergómetro HUR SmartTouch</b></p> <p>Montaje de bicicleta de ajustabilidad óptima y ergonomía de bajo ...</p>  <p>Ergómetro cómodo y fiable</p>	<p><b>CARDIO con ergómetro reclinado HUR SmartTouch</b></p> <p>Colocación y subida sencilla para todos los sujetos de prueba</p>  <p>Ergómetro para sujetos de prueba mayores y con obe</p>	<p><b>CARDIO con ergómetro de brazo HUR SmartTouch</b></p> <p>Ergómetro moderno con aplicaciones multifuncionales</p>  <p>Ergómetro de brazo SmartTouch con soporte automáti</p>	<p><b>Copy of Angio Rehab - con fijación ajustable eléctrica a la pared</b></p> <p>Ergómetro moderno con aplicaciones multifuncionales</p>  <p>Angio con fijación ajustable eléctrica a la pared</p>
--	--	--	---	---

## Inicio

Desde que Freerk Lode fabricó la primera bicicleta ergométrica electromagnética en 1952, la precisión, fiabilidad y durabilidad han sido fundamentales para su desarrollo. Habiendo empezado hace años en el pequeño mercado de la función cardíaca y pulmonar, Lode BV se ha convertido en un especialista en todo el espectro de la ergometría médica. A Lode se le conoce en todo el mundo como fabricante de ergómetros de alta calidad y la marca Lode destaca por la precisión, durabilidad y diseño ergonómico. La gama de productos de Lode varía desde bicicletas y cintas ergométricas a ergómetros reclinados, de brazo y espalda y al software ergométrico. Su dilatada experiencia en la fabricación de equipamiento médico y el continuo desarrollo para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado hacen que Lode sea un socio flexible y fiable. Juntos, podemos transformar sus ideas y deseos concretos en productos personalizados. Antes de abandonar la fábrica, todos los ergómetros de Lode se calibran de forma dinámica y, por supuesto, todas las unidades se producen bajo las condiciones de control de calidad más estrictas. Lode cuenta con los certificados ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y de la FDA y cumple la Directiva europea relativa a los productos sanitarios MDD 93/42/EEC. Tras años de uso, los gastos de mantenimiento son casi insignificantes.



ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.  
Zernikepark 16  
9747 AN Groningen  
The Netherlands  
Tel: +31 50 5712811  
Fax: +31 50 5716746  
E-mail: ask@lode.nl  
Internet: www.lode.nl