

Cardiopulmonar



Pruebas de esfuerzo precisas

Ergómetros y cintas para la evaluación cardíaco y pulmonar



Las pruebas de ejercicio cardiopulmonares son un método no invasivo y objetivo de evaluar tanto la función cardíaca como la pulmonar. Para ello, Lode ofrece una gama completa de dispositivos ergométricos fiables y precisos. Todos los productos de nuestra gama CPET se pueden conectar con facilidad a los dispositivos de pruebas de esfuerzo cardiopulmonares conocidos, lo cual hace el entorno más fácil de trabajar para el operario de la prueba. Los sujetos de prueba pueden realizar pruebas de esfuerzo en una posición cómoda. Los ergómetros CPET de Lode proporcionan la mejor base para una prueba de esfuerzo segura y fiable.

Corival cpet

El Corival es uno de los ergómetros más populares del mundo. Su carga de arranque baja de 7 vatios es de primer nivel. El Corival cpet se suministra con un módulo de comunicación y, por tanto, se puede controlar de forma sencilla mediante todos los dispositivos de ECG de esfuerzo y pulmonares del mundo. Desde la pantalla en color de 3,5" se permite la lectura de la carga de trabajo, las rpm y el tiempo. El Corival posee un mecanismo de frenada electromagnética de corriente de Foucault. La mayor ventaja de este sistema es la precisión, que es uno de los principios más importantes de Lode. Con este ergómetro, las pruebas de esfuerzo son fiables y reproducibles. La carga de trabajo se puede ajustar entre los 7 y los 1000 vatios. El escalón ultrabajo permite una subida sencilla al ergómetro y el último diseño garantiza una posición ergonómica perfecta. Además, el nivel de ruido se reduce al mínimo.












Cardiopulmonar

Pruebas de esfuerzo precisas



Lode Cardiopulmonar product range consists of the following products:

<p>Corival cpet</p> <p>Se puede controlar mediante todos los dispositivos conocidos de ...</p>  <p>Ergómetro moderno</p>	<p>Corival Recumbent cpet</p> <p>Colocación y subida sencilla para todos los sujetos de prueba</p>  <p>Ergómetro para sujetos de prueba mayores y con obe</p>	<p>Valiant 2 cpet</p> <p>Cinta robusta y fiable que se puede controlar mediante dispositivos ...</p>  <p>Cinta fiable con diseño moderno</p>	<p>Valiant 2 cpet XL</p> <p>Cinta robusta y fiable que se puede controlar mediante dispositivos ...</p>  <p>Cinta fiable con diseño moderno</p>	<p>Cinturón de seguridad móvil y parada por caída</p> <p>Seguridad extra</p>  <p>Cinturón de seguridad móvil y parada por caída</p>
<p>Angio set - set único</p> <p>Ergómetro moderno con aplicaciones multifuncionales</p>  <p>Ergómetro multifuncional de 7-1000 vatios</p>	<p>Angio cpet - con fijación estática a la pared</p> <p>Ergómetro moderno con aplicaciones multifuncionales</p>  <p>Angio con fijación estática a la pared</p>	<p>Angio cpet - con fijación ajustable eléctrica a la pared</p> <p>Ergómetro moderno con aplicaciones multifuncionales</p>  <p>Angio con fijación ajustable eléctrica a la pared</p>	<p>Angio cpet - con soporte automático</p> <p>Ergómetro moderno con aplicaciones multifuncionales</p>  <p>Angio con soporte automático</p>	

Inicio

Desde que Freerk Lode fabricó la primera bicicleta ergométrica electromagnética en 1952, la precisión, fiabilidad y durabilidad han sido fundamentales para su desarrollo. Habiendo empezado hace años en el pequeño mercado de la función cardíaca y pulmonar, Lode BV se ha convertido en un especialista en todo el espectro de la ergometría médica. A Lode se le conoce en todo el mundo como fabricante de ergómetros de alta calidad y la marca Lode destaca por la precisión, durabilidad y diseño ergonómico. La gama de productos de Lode varía desde bicicletas y cintas ergométricas a ergómetros reclinados, de brazo y espalda y al software ergométrico. Su dilatada experiencia en la fabricación de equipamiento médico y el continuo desarrollo para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado hacen que Lode sea un socio flexible y fiable. Juntos, podemos transformar sus ideas y deseos concretos en productos personalizados. Antes de abandonar la fábrica, todos los ergómetros de Lode se calibran de forma dinámica y, por supuesto, todas las unidades se producen bajo las condiciones de control de calidad más estrictas. Lode cuenta con los certificados ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y de la FDA y cumple la Directiva europea relativa a los productos sanitarios MDD 93/42/EEC. Tras años de uso, los gastos de mantenimiento son casi insignificantes.



Lode
FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl